

# ELECTRODES ECG



ELECTRODES SWAROMED

**NISSHA**  
MEDICAL TECHNOLOGIES



## CARACTÉRISTIQUES

Les électrodes ECG Swaromed sont pré-gélifiées (à usage unique) et possèdent un capteur en argent / chlorure d'argent. Toutes les mousses adhésives utilisées sont équipées d'un adhésif hypoallergénique de qualité médicale, non irritant pour la peau.

- Adhésif Hypoallergique
- Capteur en Argent / Chlorure d'argent
- Gel rapide à retirer
- Contrôle de qualité strict pendant la production
- Résistant à la défibrillation

### ● BOUTON EN ACIER INOXYDABLE

Empêche la corrosion, élimine les artefacts dans le traçage. Capteur en argent / chlorure d'argent.

### ● SUPPORT

Le support en mousse de 1 mm procure de la résistance sans étirement.

### ● GEL LIQUIDE

Teneur en chlorure optimisée pour des tracés fiables.

### ● ADHÉSIF

Adhésif acrylique de qualité médicale, garantit le maintien en place de l'électrode.

### ● ETIQUETTE

L'étiquette circulaire maintient en place la pression sur l'électrode.

### ● BOUTON EN CARBONE










Compatibilité IRM Conditionnelle et Radiotransparent avec capteur en argent / chlorure d'argent.

### ● GEL SOLIDE



















Aide à l'adhésion de l'électrode et ne nécessite pas de nettoyage après utilisation.










## 60mm - Rond - Electrodes Moussees

	Produit #	Référence #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel	
	6000003C	4002	25	250	3000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide	 
	6000937C	1001	25	250	3000	Acier Inoxydable	Standard	Gel Liquide	 
	6001122C	4001	25	250	3000	Acier Inoxydable	Standard	Gel Solide	 
	6000004C	1002	25	250	3000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide	 


















## 50mm - Rond - Electrodes Moussees

	Produit #	Référence #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel	
	6000018C	1009	50	400	4800	Acier Inoxydable	Standard	Gel Liquide	 
	6000582C	4009	50	400	4800	Acier Inoxydable	Standard	Gel Solide	 
	6000436C	1010	50	400	4800	Carbone	Standard	Gel Liquide	  
	6000981C	4010	50	400	4800	Carbone	Standard	Gel Solide	  
	6000665C	1012	50	400	4800	Carbone	Fort	Gel Liquide	  
	6000341C	1019	50	400	4800	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide	 
	6000616C	4019	50	400	4800	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide	 







## 55mm - Rond - Electrodes Moussees

	Produit #	Référence #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel	
	6000059C	1023	50	400	4800	Acier Inoxydable	Standard	Gel Liquide	 
	6000397C	1022	50	400	4800	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide	 
	6000652C	4022	50	400	4800	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide	 

## 36 x 50mm - Ovale - Electrodes Moussees

	Produit #	Référence #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel	
	6000045C	1036	50	500	6000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide	 
	6000578C	4036	50	500	6000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide	 
	6000398C	1040	50	500	6000	Carbone	Fort	Gel Liquide	  
	6001237C	4040	50	500	6000	Carbone	Fort	Gel Solide	  
	6000609C	1084	30	300	3600	Acier Inoxydable et connection banane	Fort	Gel Liquide	  
	6000438C	1084FT	30	300	3600	Acier Inoxydable et connection banane	Fort	Gel Liquide	  

## 32mm - Carré & Larme - Electrodes Moussees

	Produit #	Référence #	Per Pouch	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel	
	6000612C	1057	30	300	3600	Acier Inoxydable	Standard	Gel Liquide	 
	6000044C	1060	50	500	6000	Carbone	Fort	Gel Liquide	  
	6000588C	4060	50	500	6000	Carbone	Fort	Gel Solide	  
	6000065C	1066	50	500	6000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide	 
	6000581C	4066	50	500	6000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide	 
	6000570C	1083	50	400	4800	Acier Inoxydable et connection banane	Fort	Gel Liquide	  

Connection Banane



Sans Latex



Gel Liquide



Gel Solide



Compatibilité IRM Conditionnelle



# NISSHA

## MEDICAL TECHNOLOGIES

### France

25 Boulevard de la Paix  
95800 Cergy  
France  
Tel: +33 (0)1 39 72 66 66  
Fax +33 (0)1 39 72 61 61  
[HS.NisshaMedical.com/fr/](http://HS.NisshaMedical.com/fr/)

### Royaume-Uni

Torbay Business Park  
Woodview Road  
Paignton, Devon  
TQ4 7HP  
Phone: +44 1803 860100  
[HS.NisshaMedical.com/uk/](http://HS.NisshaMedical.com/uk/)

### Siège Social

400 Exchange Street  
Buffalo, NY 14204  
Phone: 1.800.669.6905  
Fax: 1.888.658.4941  
[HS.NisshaMedical.com](http://HS.NisshaMedical.com)