

# ELECTRODOS



ELECTRODOS SWAROMED

**NISSHA**  
MEDICAL TECHNOLOGIES



## CARACTERÍSTICAS

Los electrodos ecg swaromed están pre-gelificados (de un solo uso) y tienen un sensor de plata / cloruro de plata. Todo el material de espuma utilizado tiene un adhesivo hipoalergénico de grado médico que no irrita la piel.

- Adhesivo hipoalergénico
- Sensor de plata / cloruro de plata
- Gel de recuperación rápida
- Control de calidad estricto durante la producción.
- Resistente a la desfibrilación

### BROCHE DE ACERO INOXIDABLE

Detiene la corrosión, eliminando artefactos en el trazado. Sensor de plata / cloruro de plata.

### SUSTRATO

El respaldo de espuma de 1mm proporciona resistencia sin estiramiento.

### GEL HÚMEDO

Contenido de cloruro optimizado para trazados confiables.

### ADHESIVO

El adhesivo acrílico de grado médico garantiza que los electrodos permanezcan en su lugar.

### ETIQUETA

La etiqueta de punto circular mantiene el encaje en su lugar en el electrodo.

### BROCHE DE CARBON

MR Condicional y radiotransparente con un sensor de cloruro de plata / plata

### GEL SÓLIDO

Ayuda en la adhesión del electrodo y no requiere limpieza adicional.



## 60mm - Redondo - Electrodo de espuma



Producto #	Modelo	Bolsa	Caja	Carton	Broche	Adhesivo	Gel	
6000937N	1001	25	250	3000	Acero Inoxidable	Regular	Gel Húmedo	
6001122N	4001	25	250	3000	Acero Inoxidable	Regular	Gel Sólido	
6000004N	1002	25	250	3000	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
<b>Mejor Vendedor</b>								
6000003N	4002	25	250	3000	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Sólido	

## 50mm - Redondo - Electrodo de espuma



Producto #	Modelo	Bolsa	Caja	Carton	Broche	Adhesivo	Gel	
<b>Mejor Vendedor</b>								
6000018N	1009	50	400	4800	Acero Inoxidable	Regular	Gel Húmedo	
6000388N	1009A	25	250	3000	Acero Inoxidable	Regular	Gel Húmedo	
6000582N	4009	50	400	4800	Acero Inoxidable	Regular	Gel Sólido	
6000436N	1010	50	400	4800	Mezcla de Carbono PP	Regular	Gel Húmedo	
6000981N	4010	50	400	4800	Mezcla de Carbono PP	Regular	Gel Sólido	
6000665N	1012	50	400	4800	Mezcla de Carbono PP	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000341N	1019	50	400	4800	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000616N	4019	50	400	4800	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Sólido	

## 55mm - Redondo - Electrodo de espuma



Producto #	Modelo	Bolsa	Caja	Carton	Broche	Adhesivo	Gel	
6000059N	1023	50	400	4800	Acero Inoxidable	Regular	Gel Húmedo	
6000397N	1022	50	400	4800	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000652N	4022	50	400	4800	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Sólido	

## 36 x 50mm - Oval - Electrodo de espuma



Producto #	Modelo	Bolsa	Caja	Carton	Broche	Adhesivo	Gel	
<b>Mejor Vendedor</b>								
6000045N	1036	50	500	6000	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000679N	1036A	50	500	6000	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000578N	4036	50	500	6000	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Sólido	
6000398N	1040	50	500	6000	Mezcla de Carbono PP	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6001237N	4040	50	500	6000	Mezcla de Carbono PP	Alta Tachuela	Gel Sólido	
6000609N	1084	30	300	3600	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000438N	1084FT	30	300	3600	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Húmedo	

## 32mm - Cuadrado y Lágrima - Electrodo de espuma



Producto #	Modelo	Bolsa	Caja	Carton	Broche	Adhesivo	Gel	
6000612N	1057	30	300	3600	Acero Inoxidable	Regular	Gel Húmedo	
6000044N	1060	50	500	6000	Mezcla de Carbono PP	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000588N	4060	50	500	6000	Mezcla de Carbono PP	Alta Tachuela	Gel Sólido	
6000587N	1088	50	400	4800	Mezcla de Carbono PP	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000065N	1066	50	500	6000	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000534N	1066A	50	500	6000	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Húmedo	
6000581N	4066	50	500	6000	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Sólido	
<b>Mejor Vendedor</b>								
6000570N	1083	50	400	4800	Acero Inoxidable	Alta Tachuela	Gel Mojado	

Conector  
Banana



Sin  
Látex



Gel  
Húmedo



Gel  
Sólido



MR  
Condicional



# **NISSHA**

## MEDICAL TECHNOLOGIES

### **United Kingdom**

Torbay Business Park  
Woodview Road  
Paignton, Devon  
TQ4 7HP  
Phone: +44 1803 860100  
Fax: +44 1803 863838  
[HS.NisshaMedical.com/uk/](http://HS.NisshaMedical.com/uk/)

### **Corporate Office**

400 Exchange Street  
Buffalo, NY 14204  
Phone: 1.800.669.4428  
Fax: 1.888.658.4941  
[HS.NisshaMedical.com](http://HS.NisshaMedical.com)